

FICHA TÉCNICA

Máscaras Cirúrgicas Tripla Camada TNT e Clipe Nasal

DESCRIPTIVO

Máscara não tecido com tripla camada , sendo composta de duas camadas de spun e uma camada despunmelt, elásticos roliços de alta tenacidade e maciez, clip nasal revestido de PVC.

COMPOSIÇÃO

SPUN	100%	POLIÉSTER	20	GRAMAS
SPUNMELT	200%	POLIÉSTER	40	GRAMAS
ELÁSTICO	70%	POLIÉSTER	30%	ELASTANO
CLIP NASAL	METAL REVESTIDO DE PVC			

DIMENSÕES

LARGURA	9,5CM
COMPRIMENTO	17,5 CM
CLIP NASAL	13CM

NORMAS TESTADAS

ABNT NBR 15052:20041 – Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar – Máscarascirúrgicas – Requisitos.

AS 4381:2015 – Single-use face masks for use in health care.

ASTM F 2100 – Standard Specification for performance of materials used in medical face masks.BS EN

14683 – Medical face masks – Requirements

NWSP 130.3 / 130.4

ASTM D76-99

ASTM D76-99

ASTM D76-99

ASTM D76-99

NWSP 070.1

IDENTIDADE


A máscara possui logo. Código de barras por quantidade. Embalagens com 10, 20 e 50 unidades.Embalagem de 10 unidades: caixa com 100.

Embalagem de 20 unidades: caixa com 50.

Embalagem de 50 unidades: caixa com 30.

Camada tripla de proteção

Não só obtém camadas, mas camadas com elemento filtrante. Obstrução eficaz de objetos invisíveis e respingos.



Clipe Nasal

Garante máxima proteção e conforto.

Alça elástica fina e redonda

Garante ajustes e conforto para todos os rostos.

Dimensões

17,5cm de comprimento e 9,5cm de largura. Clipe nasal medindo 13cm de comprimento.

COMPOSIÇÃO

SPUN	100%	POLIÉSTER	20	GRAMAS
SPUNMELT	200%	POLIÉSTER	40	GRAMAS
ELÁSTICO	70%	POLIÉSTER	30%	ELASTANO
CLIP NASAL	METAL REVESTIDO DE PVC			

PROTEÇÃO FACIAL



Eficiência da Filtragem Bacteriana “BFE” $\geq 95\%$



Caixas com 10, 20 e 50 unidades

Embalagem de 10 unidades: caixa com 100.

Embalagem de 20 unidades: caixa com 50.

Embalagem de 50 unidades: caixa com 30.